



 **CRONO**
MIXER
Equipamentos

**AGITADOR (TIPO VORTEX)**

- Gabinete em plástico ABS e base em ferro fundido.
- Módulo de operação contínuo, ou através de toque (Pulso).
- Pés de borracha para fixação na bancada do laboratório.
- Velocidade fixa de 2500rpm.
- Garantia: 12 meses.
- Voltagem: 110 ou 220 volts - consumo de 40w.

CÓDIGOS:**Agitador Vortex
110 volts - 3604****Agitador Vortex
220 volts - 3603****CÓDIGOS:****Agitador Kline
110 volts - 3607****Agitador Kline
220 volts - 3608****AGITADOR VDRL (TIPO KLINE)**

- Frequência: 0-230rpm (Velocidade ajustável).
- Raio de agitação: 22mm.
- Dimensões plataforma: 224x152x80mm (LxPxA).
- Garantia: 12 meses.
- Voltagem: 110 volts ou 220 volts.

**MULTI-TIMER**

- Timer com contagem de 60 minutos.
- Capacidade para até 10 análises simultâneas.
- Possui mostrador com escala em minutos (relógio).
- Contém 10 pinos marcadores.
- Alarme sonoro indicando fim da análise.
- Base plástica em ABS de alta resistência, garantia de 12 meses.
- Voltagem - 110 ou 220 volts.

CÓDIGOS:**Multi-Timer
110 volts - 3602****Multi-Timer
220 volts - 3606****CÓDIGO:****Cronômetro
Digital - 3610****CRONÔMETRO DIGITAL**

- Cronômetro digital, para uso em laboratórios e esportes.
- Hora/minutos e segundos (AM/PM), precisão de 1/100 segundos.
- Alarme, Calendário e Lap.
- Fabricado em plástico de alta resistência.
- Bateria de lítio.
- Garantia: 12 meses.

**CÓDIGO:****Relógio
Despertador -
4801****RELÓGIO DESPERTADOR**

- Fabricado em poliestireno na cor branca.
- Relógio de 0 a 60 minutos com alarme sonoro.
- Garantia: 12 meses.

**LEITOR DE TIRAS DE URINA
URITEK 151****CÓDIGO:
3609**

- Design compacto e prático de fácil operação e manutenção.
- Saída RS232C para impressora e interfaceamento com sistema do laboratório.
- Realiza 120 testes/hora.
- Impressão rápida dos testes.
- Sistema de alarme para operações incorretas.
- Tela de LCD 5"
- Capacidade de memória para 1000 testes.
- 1 ano de garantia.

**DESTAMPADOR DE TUBOS****CÓDIGO:
3611**

- Sistema seguro para destampar tubos.
- Contém 2 bandejas com 24 posições para tubos 13x75mm ou 13x100mm.
- Tampa de proteção em acrílico.
- Mangueira dispensadora.
- Ciclo completo (24 tubos) em 20 segundos.
- Voltagem - 110 volts.