



# DIAG



# FAST

## Testes Rápidos



### TESTE RÁPIDO DE HCG (GRAVIDEZ)

- Teste imunocromatográfico de etapa única, determinação qualitativa da gonadotrofina coriônica humana (hCG) na urina e no soro.



- Utiliza dois tipos de anticorpos; um monoclonal, marcado com ouro coloidal (corante), e outro policlonal pré-aplicado na membrana do teste, que identifica a presença do hormônio hCG nas amostras de soro ou urina com sensibilidade de 25mUI/ml.
- Armazenamento: armazenar entre 15 °C e 30 °C, não armazenar em geladeira.
- Apresentação: Caixa com 100 testes embalados individualmente.

**CÓDIGO:**  
4003

### TESTE RÁPIDO PARA DETERMINAÇÃO DE SANGUE OCULTO

- Teste rápido para determinação qualitativa do sangue humano nas fezes.
- Método por imunocromatografia usando uma combinação de anticorpos.
- Teste em tiras, sensibilidade de 100 ng/ml.
- Apresentação: Caixa com 25 testes.


**NÃO NECESSITA DE DIETA PRÉVIA !!!**

**CÓDIGO:**  
16



### TIRAS PARA UROANÁLISE

Tiras teste para determinação quantitativa de 10 parâmetros em urina: Leucócitos, Nitrito, Urobilinogênio, Proteína, PH, Sangue, Densidade, Cetona, Bilirrubina e Glicose.



- Uma escala de cor vertical na etiqueta do frasco facilita a avaliação dos resultados.
- Alta sensibilidade em baixas concentrações de Leucócitos e Sangue.
- Resistente a condições ambientais e umidade.
- Certificados ISO9001 / ISO13485 e CE.
- Apresentação: Frasco com 100 tiras.

**CÓDIGO:**  
9031