



## Micropipetas e Pipetador Motorizado



**MICROPIPETAS DE VOLUME FIXO E VARIÁVEL**

- Alta qualidade para uma pipetagem com precisão.
- Fácil descarte de ponteiros, design especial do ejetor de ponteiros separado, o que permite trabalhos em tubos e frascos de boca estreita de todos os tipos, além de proteger o usuário.
- As micropipetas de volume variável permitem um ajuste fácil através do giro do botão de pipetagem.
- Display numérico (não eletrônico) para visualização do volume requerido.
- Fabricada em plástico ABS resistente. Formato anatômico.
- Código de cores que diferencia as micropipetas conforme as faixas de volumes e suas partes funcionais.
- Câmara de isolamento, diminuindo o aquecimento causado pela pressão das mãos em pipetagens de longo período.
- Certificada de fábrica (**calibração individual**).



<b>VARIÁVEL</b> 0.5 - 10µl	<b>VARIÁVEL</b> 5 - 50µl	<b>VARIÁVEL</b> 10 - 100µl	<b>VARIÁVEL</b> 20 - 200µl 50 - 200µl	<b>VARIÁVEL</b> 100 - 1000µl 200 - 1000µl	<b>VARIÁVEL</b> 1000 - 5000µl
<b>FIXA</b> 5µl 10µl	<b>FIXA</b> 20µl 25µl	<b>FIXA</b> 50µl	<b>FIXA</b> 100µl 200µl	<b>FIXA</b> 250µl 500µl	<b>FIXA</b> 1000µl 2000µl
<b>MULTI</b> 0.5 - 10µl	<b>MULTI</b> 5 - 50µl	<b>MULTI</b> 10 - 100µl		<b>MULTI</b> 30 - 300µl	

Código	Modelo	Volume	Variação(µl)
52031	Volume Fixo	5µl	±0.30µl
52032	Volume Fixo	10µl	±0.30µl
52034	Volume Fixo	20µl	±0.40µl
52035	Volume Fixo	25µl	±0.40µl
52036	Volume Fixo	50µl	±0.80µl
52037	Volume Fixo	100µl	±1.50µl
52038	Volume Fixo	200µl	±2.00µl
52039	Volume Fixo	250µl	±2.50µl
52040	Volume Fixo	500µl	±5.00µl
52041	Volume Fixo	1000µl	±10.00µl
52042	Volume Fixo	2000µl	±20.00µl



Código	Modelo	Volume	Variação(µl)
52012	Volume Variável	0.5 - 10µl	0.1µl
52013	Volume Variável	5 - 50µl	0.5µl
52016	Volume Variável	10 - 100µl	0.5µl
52045	Volume Variável	20 - 200µl	1.0µl
52014	Volume Variável	50 - 200µl	1.0µl
52017	Volume Variável	100 - 1000µl	5.0µl
52015	Volume Variável	200 - 1000µl	5.0µl
52018	Volume Variável	1000 - 5000µl	10.0µl

- ✓ Alta Qualidade e Resistência
- ✓ Grande Variedade de Volumes
- ✓ Certificado de Qualidade (ISO 9001)
- ✓ Certificado de Calibração (ISO 17025)
- ✓ Fabricadas com Número de Série
- ✓ Certificado CE

**MICROPIPETA MULTICANAL DE VOLUME VARIÁVEL**

Código	Modelo	Volume	Incremento
52021	Volume Variável	0.5 - 10µl	0.1µl
52019	Volume Variável	5 - 50µl	0.5µl
52020	Volume Variável	10 - 100µl	1.0µl
52061	Volume Variável	30 - 300µl	1.5µl



Rack para até 6 Micropipetas monocanal



Micropipeta Multicanal de Volume Variável

**PIPETADOR MOTORIZADO (TIPO AID)**


**Acompanha:**



Suporte para Bancada



Suporte auto-adesivo para fixação



Filtros hidrofóbicos PTFE



Carregador de bateria 110/220 (bivolt)

- Próprio para aspiração e dispensa de volumes de 0.1ml a 200ml.
- Válvula de segurança e filtro (PTFE) para dupla proteção contra penetração de fluídos.
- Velocidade máxima de aspiração de 25ml em apenas 4 segundos.
- Válvulas de sensibilidade para pipetas sorológicas de pequeno volume.
- Bateria recarregável com duração de até 8 horas contínuas.
- Indicação inteligente de bateria fraca através de led.
- Bocal removível para permitir a autoclavagem a 120°C por 15 minutos.

**CÓDIGO:**  
52043



Pipetador Motorizado (Tipo AID)

